

Insulinpens auf einen Blick

Ihre kostenlose Servicenummer für Beratung und Bestellung: 0800 3423973
www.diaexpert.de · info@diaexpert.de

Modell		Insuline	Dosierschritte	Farben	Material
Sanofi AllStar® Pro 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 80 I.E. Insulinabgabe: manuell großes Displayfenster und Stoppfunktion bei leeren Patronen 	Sanofi (Apidra, Insuman Basal, Insuman Comb 15/25/50, Insuman Rapid, Lantus)	1 I.E.	blau, silber	leichtes Metall
Owen Mumford Autopen 24® 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 21 I.E. (grün), 42 I.E. (blau) Insulinabgabe: halbautomatisch geringer Kraftaufwand inklusive Auslöse- und Dosisvorwahlhilfe 	Sanofi (Apidra, Insuman Basal, Insuman Comb 15/25/50, Insuman Rapid, Lantus)	1 I.E., 2 I.E.	grün (1 I.E.), blau (2 I.E.)	Kunststoff
Owen Mumford Autopen Classic® 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 21 I.E. (grün), 42 I.E. (blau) Insulinabgabe: halbautomatisch geringer Kraftaufwand inklusive Auslöse- und Dosisvorwahlhilfe 	Berlin-Chemie (Berlinsulin H 30/70, Berlinsulin H Basal, Liprolog, Liprolog Mix25/50), Lilly (Humalog, Humalog Mix25/50, Huminsulin Basal, Huminsulin Normal, Lyumjev)	1 I.E., 2 I.E.	grün (1 I.E.), blau (2 I.E.)	Kunststoff
Berlin-Chemie BerliPen® areo 3 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 60 I.E. Insulinabgabe: manuell optimierte Leichtlaufmechanik optimierte Dosisanzeige hör- und fühlbare Doseiseinstellung 	Berlin-Chemie (Berlinsulin H 30/70, Berlinsulin H Basal, Liprolog, Liprolog Mix25/50)	1 I.E.	blau, gelb, grün, rot, schwarz	Metall
Lilly HumaPen® Savvio 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 60 I.E. Insulinabgabe: manuell kurz und leicht akustische Bestätigung der Doseiseinstellung über hörbare Klicks 	Lilly (Humalog, Humalog Mix25/50, Huminsulin Basal, Huminsulin Normal, Huminsulin Profil III, Lyumjev)	1 I.E.	blau, graphit, rosa, rot	eloxiertes Aluminium (kratzfest)
Haselmeier/Sanofi JuniorStar® 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 30 I.E. Insulinabgabe: manuell kinderleicht: einfache Dosiskorrektur, großes Display, geringes Gewicht 	Sanofi (Apidra, Insuman Basal, Insuman Comb 15/25/50, Insuman Rapid, Lantus)	0,5 I.E.	blau, rot, silber	Kunststoff
Novo Nordisk NovoPen® 6 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 60 I.E. Insulinabgabe: manuell großes Fenster für Dosisanzeige Memory-Funktion (zeigt zuletzt gespritzte I.E. und vergangene Zeit an) & kabellose Übertragung der Daten über NFC 	Novo Nordisk (Actraphane, Actrapid, Fiasp, Levemir, NovoRapid, Protaphane, Tresiba)	1 I.E.	blau, silber	Metall
Novo Nordisk NovoPen Echo® 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 30 I.E. Insulinabgabe: manuell Memory-Funktion (zeigt zuletzt gespritzte I.E. und vergangene Zeit an) & kabellose Übertragung der Daten über NFC 	Novo Nordisk (Actraphane, Actrapid, Fiasp, Levemir, NovoRapid, Protaphane, Tresiba)	0,5 I.E.	blau, rot	Metall
Sanofi TactiPen® 	<ul style="list-style-type: none"> max. Dosis: 60 I.E. Insulinabgabe: manuell extra großes Dosisfenster mit gut lesbaren Zahlen Doseiseinstellung mit fühl- und hörbarem Einrasten 	Sanofi (Apidra, Insuman Basal, Insuman Comb 15/25/50, Insuman Rapid, Lantus)	1 I.E.	blau, rot, schwarz, silber	Metall