



YpsoPump Inset

Komfortables Komplettset

Die Infusionsset-Alternative – passend zur mylife YpsoPump Insulinpumpe

- Alles-in-Einem – das Infusionsset mit der integrierten Einführhilfe
- Mit dem mylife YpsoPump Adapter – für eine sichere Verbindung
- Hautfreundliches Pflaster – für mehr Komfort
- Direkt an der Einführstelle abkoppelbar – für mehr Flexibilität
- Clip-Mechanismus - für ein leichtes Verbinden und Lösen des Schlauches (direkt am Kanülengehäuse)
- Frei von Latex und PVC

YpsoPump Inset Infusionssets

- Infusionsset mit Softkanülen
- Integrierter Inserter
- Einführwinkel 90°



Produktübersicht

Artikel	Inhalt	Artikelnummer	PZN (DE)
YpsoPump Inset, 6 mm Softkanüle, 46 cm (18") Schlauch	10 Stück	UL1861	15423812
YpsoPump Inset, 6 mm Softkanüle, 60 cm (24") Schlauch	10 Stück	UL2461	15423829
YpsoPump Inset, 6 mm Softkanüle, 80 cm (31") Schlauch	10 Stück	UL3161	15423835
YpsoPump Inset, 9 mm Softkanüle, 60 cm (24") Schlauch	10 Stück	UL2491	15423864
YpsoPump Inset, 9 mm Softkanüle, 80 cm (31") Schlauch	10 Stück	UL3191	15424007

Füllvolumen für den Schlauch mit Adapter (Richtwerte, U-100 Insulin):

46 cm (18 Zoll): 10 Einheiten (0,10 ml)
 60 cm (24 Zoll): 12 Einheiten (0,12 ml)
 80 cm (31 Zoll): 14 Einheiten (0,14 ml)

Kanülenbefüllung:

6 mm: 0,1 Einheiten (0,001 ml)
 9 mm: 0,2 Einheiten (0,002 ml)




Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife.



YpsoPump®
Inset



YpsoPump Inset Handhabung im Überblick



Bitte beachten Sie die weiteren Informationen und ausführlichen Anweisungen zur Handhabung in der Gebrauchsanweisung. Zusätzliche Informationen sind auf www.mylife-diabetescare.com unter "Infusionssysteme" zu finden.

Disclaimer: mylife und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von Ypsomed AG.

Deutschland

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

Österreich

Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //
service@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at // kostenlose Service-Hotline: 00800 55 00 00 00

Schweiz

Ypsomed AG // Markt Schweiz // Ziegelmattestrasse 1 // 4500 Solothurn //
info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS